

Инструкция по переводу файла nii в файл stl

Найден следующий рабочий метод:

1. Перевод nii в dicom [nii2dcm github](#)
 1. pip install nii2dcm
 2. nii2dcm nifti-file.nii.gz dicom-output-directory/ -d MR
2. Перевод dicom в stl [dicom2mesh github](#)
 1. Скачать [докер-файл](#)
 2. docker build -t dicom2mesh -f ./Dockerfile.txt .
 3. docker run -v <директория, с файлами dicom>:/data dicom2mesh -i /data -t <значение iso (например, 557)> -o /data/mesh.stl

From:

<http://wiki.osll.ru/> - **Open Source & Linux Lab**

Permanent link:

http://wiki.osll.ru/doku.php/projects:otolaryngologist:nii_to_mesh

Last update: **2024/02/09 00:29**

